

Optimaliseren van uw behandeling

Het identificeren van patronen en problemen maximaliseert de effectiviteit van uw behandeling

Inzicht in de effecten van de insulinedosering, uw eetgewoonten, lichaamsbeweging en uw medicatie op de glucosewaarden, vormen de sleutel tot het verbeteren van de behandeling van uw diabetes. Door het zien van de oorzaak-en-gevolgrelatie hiervan in tabellen en grafieken, bent u beter in staat om patronen en problemen te identificeren die u zullen helpen bij het zoeken naar de belangrijkste oorzaak van uw lage en hoge bloedsuikerwaarden. Met de CareLink™ Personal-software bent u in staat om uw behandeling op een effectieve wijze te optimaliseren.



De onderstaande vergelijkingstabel geeft de grote voordelen van de CareLink Personal-software weer.

Voordelen	CareLink Personal-software	Bloed-glucose-meter-software	Papieren/elektronische logboeken
Eenvoudige identificatie van patronen en problemen	●	◐	○
Weergave van behandelingsgegevens in persoonlijke behandelrapporten op eenvoudige, snelle manier	●	◐	○
Geeft 24 uur per dag een duidelijk beeld van de glucosepatronen met CGM-informatie	●	○	○
Vergroot de effectiviteit en de productiviteit van bezoeken aan uw arts	●	◐	◐

● Alle ◐ Sommige ○ Geen

Belangrijke inzichten leiden tot een beter therapiemanagement

De CareLink Personal online hulpmiddelen maken het mogelijk om patronen en problemen te ontdekken die metersoftware en logboeken niet konden opsporen.

- Een betere regulering realiseren door inzicht in de effecten van insuline-toediening, koolhydraatname en lichaamsbeweging op uw glucosepiegel.
- Uw behandeling optimaliseren door op eenvoudige wijze patronen en problemen te identificeren
- Op een meer productieve wijze samenwerken met uw arts/diabetes-verpleegkundige door middel van het bespreken van gedetailleerde rapporten en het aanbrengen van veranderingen in uw behandeling en levensstijl
- Een volledig inzicht in het glucoseverloop krijgen met behulp van de gegevens van continue glucosemonitoring die meer lage of hoge glucosepatronen aan het licht brengen dan vingerprikmetingen

Begin vandaag nog met het passend maken van de puzzel

Eenvoudige en gemakkelijke 3-steps-benadering: ① registreren via <http://carelink.minimed.com>, ② uw informatie uploaden, ③ de rapporten bekijken en bespreken met uw arts/diabetesverpleegkundige.

Bezoek vandaag nog www.carelink.minimed.com voor het downloaden van een Aan-de-slag-handleiding.

CareLink PERSONAL

DIABETES-THERAPIESOFTWARE

Referentie

1. Kaufman FR, Gibson LC, Halvorson M, Carpenter S, Fisher LK, Pitukcheewanont P.A pilot study of the continuous glucose monitoring system: clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1 diabetic subjects. *Diabetes Care*. 2001;24(12):2030-2034.

Medtronic Diabetes Benelux
Earl Bakkenstraat 10
Postbus 2542
6401 DA Heerlen
NL: Tel.: 0800-342 23 38
BE: Tel. +31 (0)45-566-8291
Fax: +31 (0)45-566 82 99

Diabetes.benelux@medtronic.com
www.medtronic-diabetes.nl
www.medtronic.be

Paradigm en Guardian zijn geregistreerde handelsmerken en CareLink is een handelsmerk van Medtronic MiniMed, Inc.
© 2007 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rechten voorbehouden. UC200802298 NL

Het passend maken van de puzzel

van uw persoonlijke glucosepatronen



CareLink PERSONAL

DIABETES-THERAPIESOFTWARE

 **Medtronic**

 **Medtronic**
Alleviating Pain • Restoring Health • Extending Life

Eenvoudig gegevensbeheer

Snel en makkelijk beheren van al uw behandelingsgegevens

De CareLink™ Personal-software is een op internet gebaseerd programma dat GRATIS kan worden gebruikt door simpelweg in te loggen op <http://carelink.minimed.com>. Al uw diabetesgerelateerde informatie wordt geüpload naar een veilig online gegevensbeheersysteem. De informatie omvat onder meer:



- Insulinetoediening (basaal en bolus), koolhydraatinname, glucosesensormetingen*, en andere gegevens uit uw MiniMed Paradigm® REAL-Time-systeem
- Glucosesensormetingen, alarmen, gebeurtenismarkeringen en andere gegevens uit uw Guardian® REAL-Time-systeem
- Bloedglucosemetingen van uw meter**
- Informatie uit uw online logboek

Met deze informatie kunt u rapporten genereren in grafiek- of tabelvorm die u helpen uw diabetes beter te reguleren. Dit unieke hulpmiddel maakt het makkelijker voor u en uw arts/diabetesverpleegkundige om uw dagelijkse activiteiten te beoordelen en advies te geven over individuele aanpassingen van uw behandeling.

Beschermen van uw privacy

CareLink Personal-software voldoet aan alle van toepassing zijnde voorschriften op het gebied van privacy. Het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL), technologie voor gegevenscodering, zorgt ervoor dat uw informatie veilig is.

* Alleen als onderdeel van een continue-glucosemonitoringsysteem.

** De software is compatibel met de meeste belangrijke bloedglucosemeters, en er worden steeds nieuwe meters aan toegevoegd.

Rapporten geven een volledig beeld

Een groot aantal gedetailleerde rapporten maakt het mogelijk voor u om beter samen te werken met uw arts/diabetesverpleegkundige


De CareLink Personal-rapporten zijn veel uitgebreider dan die van bloedglucosemeterssoftware of logboeken. De gedetailleerde rapporten bieden u en uw arts/diabetesverpleegkundige de kans om potentiële probleemgebieden te bespreken, waarmee u het maximale voordeel haalt uit uw afspraken bij uw arts. U kunt de rapporten per e-mail, fax of post naar uw arts toesturen, of u kunt ze afdrukken en meenemen naar uw volgende afspraak met uw arts.

Samenvattingsrapport



Dit tweewekelijks rapport bevat een samenvatting met de volgende gegevens:

- glucoseregulering
- insulinegebruik
- koolhydraatinname
- lichaamsbeweging en andere gebeurtenissen



Deze grafiek laat het ingestelde glucosebereik op een bepaalde dag zien en toont hoe vaak u boven of onder uw streefbereik zat (dat wil zeggen buiten het groene gebied).

De waarde van CGM


CareLink Personal-rapporten met continue glucosemonitoring (CGM)

CGM laat tot viermaal zo veel lage en hoge glucosepatronen zien dan bij gebruik van uitsluitend vingerprikmetingen.¹ Continue-glucose-monitoringsystemen van Medtronic bieden u de toegevoegde waarde van het **continu**, gedurende 24 uur per dag, monitoren van uw glucosespiegel. Nu kunt u proactief zijn in plaats van reactief. Vraag uw arts vandaag nog naar CGM.



Rapport Sensor-overlay per dag

Dit rapport, dat is gebaseerd op de metingen van het continue-glucosemonitoringsysteem, onthult het glucoseverloop per dag, voor een periode van maximaal zeven dagen. Dit maakt het makkelijker om van dag tot dag patronen te herkennen.



In dit rapport worden de patronen geïdentificeerd die kunnen helpen bij het bepalen van de gebieden waar een verandering in levensstijl of behandeling de glucoseregulering kan verbeteren.